

Disposable Indicatoren voor Reinigingsprocessen & Reusable Houders

Ref Nr. WC 101, WC 102

VÓÓR GEBRUIK

De rode vlek zal verdwijnen in geval van een optimaal reinigingsproces.



OPTIMAAL

Chemische actie: Goed
Mechanische actie: Goed



ONTOEREIKEND

Chemische actie: Middelmatig
Mechanische actie: Goed

ONTOEREIKEND

Chemische actie: Zwak
Mechanische actie: Goed



ONTOEREIKEND

Chemische actie: Middelmatig
Mechanische actie: Zwak

ONTOEREIKEND

Chemische actie: Zwak
Mechanische actie: Goed



SteriTec

www.steritecproducts.com