

Infusiesets








De pomp gebruikt standaard disposable infusiesets voor eenmalig gebruik. De gebruiker is verantwoordelijk voor verificatie van de geschiktheid van een product als het gebruik ervan niet door BD wordt aanbevolen.









- **Er worden voortdurend nieuwe sets ontwikkeld voor onze klanten. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van BD voor informatie over de beschikbaarheid.**
- **Controleer de infusiesetmaterialen en medicijncompatibiliteit voordat u een infusieset selecteert.**
- **Aangeraden wordt infusiesets te verwisselen volgens de instructies in het hoofdstuk 'De infusieset verwisselen'. Lees vóór gebruik de met de infusieset meegeleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.**

| Alaris™ GP standaard infusiesets (met filter) | | |
|---|---|--|
| 60093E | <ul style="list-style-type: none"> • 2 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 15 micron filter • 1 terugstroomklep • Lengte: 270 cm | |
| 60693 | <ul style="list-style-type: none"> • 1 injectiepoort • 15 micron filter • Lengte: 255 cm | |
| 60693E | <ul style="list-style-type: none"> • 1 SmartSite naaldvrije kleppoort • 15 micron filter • Lengte: 255 cm | |
| 60793 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 injectiepoorten • 15 micron filter • Lengte: 255 cm | |
| 60793E | <ul style="list-style-type: none"> • 2 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 15 micron filter • Lengte: 255 cm | |
| 60903 | <ul style="list-style-type: none"> • 15 micron filter • Lengte: 265 cm | |
| 60593 | <ul style="list-style-type: none"> • 15 micron filter • Lengte: 265 cm | |
| Alaris™ GP TPN-infusiesets | | |
| 60123E | <ul style="list-style-type: none"> • 2 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 1,2 en 15 micron filter • Lengte: 275 cm | |



Houd er rekening mee dat deze tekeningen niet op schaal zijn.



| Alaris™ GP standaard infusiesets (geen filter) | | |
|---|---|--|
| 63200NYB | <ul style="list-style-type: none"> • Geen filter • Lengte: 260 cm |  |
| 60173E | <ul style="list-style-type: none"> • 1 SmartSite naaldvrije kleppoot • Geen filter • Lengte: 265 cm |  |
| 63110V | <ul style="list-style-type: none"> • 2 split-septum injectiepoorten • Geen filter • Lengte: 290 cm |  |
| 63401EB | <ul style="list-style-type: none"> • 1 SmartSite naaldvrije kleppoot • Geen filter • Lengte: 275 cm |  |
| 63402BE | <ul style="list-style-type: none"> • 1 SmartSite naaldvrije kleppoot • 1 terugstroomklep • Geen filter • Lengte: 265 cm |  |
| 63420EB | <ul style="list-style-type: none"> • 2 SmartSite naaldvrije kleppooten • 1 terugstroomklep • Geen filter • Lengte: 295 cm |  |
| 63423BE | <ul style="list-style-type: none"> • 3 SmartSite naaldvrije kleppooten • 1 terugstroomklep • Geen filter • Lengte: 285 cm |  |



| Alaris™ GP bloedinfusiesets | | |
|------------------------------------|--|--|
| 60393E | <ul style="list-style-type: none"> • 2 SmartSite naaldvrije kleppooten • 200 micron filter • Lengte: 275 cm |  |
| 60895 | <ul style="list-style-type: none"> • 200 micron filter • Lengte: 270 cm |  |
| 60894 | <ul style="list-style-type: none"> • 1 injectiepoort • 200 micron filter • Lengte: 295 cm |  |
| 60980 | <ul style="list-style-type: none"> • Dubbele spike • 1 injectiepoort • 200 micron filter • Lengte: 295 cm |  |
| 63477EB | <ul style="list-style-type: none"> • 2 niet beluchte spikes • 180 micron filter • Lengte: 305 cm • 1 SmartSite naaldvrije kleppoot |  |





| Alaris™ GP lichtbestendige infusiesets | | |
|---|--|--|
| 60643 | <ul style="list-style-type: none"> • 15 micron filter • Lengte: 250 cm |  |




Houd er rekening mee dat deze tekeningen niet op schaal zijn.

| Alaris™ GP infusiesets met buret | | |
|---|--|--|
| 60103E | <ul style="list-style-type: none"> • 2 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 1 buret (150 ml) • Lengte: 275 cm |  |
| 63441E | <ul style="list-style-type: none"> • 4 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 1 buret (150 ml) • Lengte: 330 cm |  |

| Alaris™ GP laagabsorberende infusiesets | | |
|--|--|--|
| 60953V | <ul style="list-style-type: none"> • 15 micron filter • Polyethyleengevoerde PVC-slang • Lengte: 270 cm |  |
| 63260NY | <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleengevoerde PVC-slang • Geen filter • Lengte: 295 cm |  |

| Alaris™ GP infusiesets met spuitadapter | | |
|--|--|---|
| 63280NY | <ul style="list-style-type: none"> • Lengte: 270 cm  Beperkt tot een maximum infusiesnelheid van 150 ml/u |  |

| Alaris™ GP oncologie-infusiesets | | |
|---|--|--|
| 60950E | <ul style="list-style-type: none"> • 5 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 15 micron filter • Lengte: 260 cm |  |
| 60951E | <ul style="list-style-type: none"> • 3 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 15 micron filter • Lengte: 260 cm |  |
| 60952E | <ul style="list-style-type: none"> • 5 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 15 micron filter • Lichtbestendig • Lengte: 260 cm |  |
| 60033E | <ul style="list-style-type: none"> • 2 SmartSite naaldvrije kleppoorten • 0,2 micron filter • Lengte: 265 cm |  |

| Alaris™ GP secundaire infusieset | | |
|---|--|--|
| 72213N-0006 | <ul style="list-style-type: none"> • Mannelijke luer en hanger • Lengte: 76 cm |  |
| 72951NE (Voor gebruik met 60950E) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 SmartSite naaldvrije kleppoot • Mannelijke luer met keerklep • Lengte: 35 cm  Niet gebruiken met pomp in secundaire infusiemodus bij het toedienen van levensreddende medicijnen. |  |

Houd er rekening mee dat deze tekeningen niet op schaal zijn.