

# GAMMEX® Non-Latex Sensitive

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

## Chirurgische neopreenhandschoenen zonder chemische versnellers voor een ongeëvenaarde combinatie van gevoeligheid en duurzaamheid



### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Non-latex om het risico op een Type I-latexallergie te elimineren en 100% zonder chemische versnellers om het risico op een Type IV chemische allergie of huidovergevoeligheid te minimaliseren
- Beschikt over de SENSOPRENE™ Formulation die een dunnere en toch robuuste handschoen mogelijk maakt, voor meer comfort en duurzaamheid
- Gemiddeld tot 30% dunner dan de standaard chirurgische neopreenhandschoenen van Ansell voor meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid
- Glad, met microtextuurafwerking voor uitzonderlijk hanteringsvermogen en greep
- Deze handschoen is getest voor gebruik met middelen voor chemotherapie en een hele reeks chemicaliën die in ziekenhuizen worden gebruikt\*

\* *Neem contact op met de Klantendienst van Ansell voor specifieke permeatietijden van geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen.*

### Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name moeilijke ingrepen in de oogheelkunde, micro- en cardiovasculaire chirurgie
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type I-allergie en type IV-allergie voor chemische stoffen minimaliseren
- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



## GAMMEX® Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX®-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

# GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex Sensitive

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Materiaal</b>	Neopreen (polychloropreen)
<b>Poedergehalte</b>	Poedervrij
<b>Kleur</b>	Naturel
<b>Dikte</b>	Micro
<b>Manchetstijl</b>	Gerold, met SUREFIT™ Technology
<b>Extern handschoenoppervlak</b>	Glad, afgewerkt met microreliëf
<b>Intern handschoenoppervlak</b>	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
<b>Allergiepreventie</b>	Type I-latexallergie, type IV-chemicaliënallergie
<b>Mate van grip</b>	Gemiddeld
<b>Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen</b>	Buitenhandschoen
<b>Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen</b>	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
<b>Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)</b>	0.65 AQL
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Productnormen</b>	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
<b>Kwaliteit/milieunormen</b>	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
<b>Verpakking</b>	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	3 jaar
<b>Bewaarinstructies</b>	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
<b>Chemische vulkanisatieversnellers</b>	Geen

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
<b>Productcode</b>	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

**Noord-Amerika**  
 VS Tel.: 800 952 9916  
 CA Tel.: 1-844-494-7854  
 E-mail: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel VS Tel: 866 764 3327  
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Central & South America**  
 Tel: +52 (442) 296 20 50  
 E-mail: cslac@ansell.com  
**Brazil**  
 Tel: +55-11-3356-3100  
 E-mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Middle East & Africa**  
 Tel: +32 (0)2 528 74 00  
 E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacific**  
 Tel: +603 8310 6688  
 E-mail: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: +1 800.952.9916  
 E-mail: info.india@ansell.com  
**Australia & New Zealand**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 E-mail: protection@ap.ansell.com  
**China**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com