



Niet-steriel Flexibel Klysmaset

Een handige,
complete
en effectief
verpakte
oplossing

Medline's Klysmazak set biedt de eindgebruiker een 1.500ml klysmazak, met een lekvrije klep.

Voordelen en eigenschappen

- Kan met één hand gebruikt worden, door middel van de handige trechteropening met plastic sluit klem
- Kan veilig ingebracht worden, dankzij de 150 cm zachte vinyl slang met een glad, rond, uiteinde met glijmiddel
- Wordt geleverd met een zakje castile zeep en waterdichte onderlegger
- Per stuk verpakt in een doos; niet steriel



Bestelgegevens

Artikelnummer	Verpakking
DYNDE70100	48

De klysmaset is bedoeld voor de volgende medische doeleinden:

- Darmen legen voor een ingreep (bijv. colonoscopie)
- Verlichting van constipatie, wanneer traditionele methoden niet effectief zijn
- Diagnostische testen

Meer informatie. Neem contact op met uw Medline accountmanager of ga naar: www.medline.eu/nl

Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk



Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML1168_NL 08/2021