

Peha-soft® nitrile sterile

Uw voordelen in een oogopslag:

- Uit synthetisch nitrilrubber
- Latex- & poedervrij en vrij van latexallergenen (eiwitten) type I
- Gekwalificeerd als medisch hulpmiddel
- Gekwalificeerd als Persoonlijk Beschermingsmiddel categorie III
- Bescherming tegen ziektekiemen en virussen
- Getest op chemicaliën, bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen en cytostatische middelen
- Hoge tastgevoeligheid, makkelijk om aan te trekken en hoog draagcomfort met antislip vingertoppen
- Steriel, dubbel verpakt per paar in een peelverpakking
- Getest conform EN 455, EN 420, EN 374, EN 16523, ASTM F1670 en ASTM F1671
- Voedselveilig (ISEGA Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling, Aschaffenburg, en RAL Duits Instituut voor Kwaliteitszorg en Certificering)



EPI cat. III
EN 374

DDM
EN 455/1-4