

Standaard verlenglijnen

Type Heidelberg

Verlenglijn Type Heidelberg	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
	30	2.1	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097300
	75	5.3	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097173
	100	7.1	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097262
	140	9.9	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097408
	190	13.4	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097190

Perfusor® verlenglijnen

Voor Perfusor® Space pompen

Perfusor® verlenglijn PVC	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
	25	0,4	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	0066088K
	50	0,9	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8255172
	100	1,8	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	0009483H
	150	2,6	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8722960
	150	1,0	0,9	PVC (DEHP-vrij)	100	8255504N
	200	3,5	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8722862
	250	4,4	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8755490
	300	5,3	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8255253
	700	12,3	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8250803

Perfusor® verlenglijn PE	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
	10	0,1	1.0	PE (PVC-vrij)	100	0066086H
	25	0,2	1.0	PE (PVC-vrij)	100	0066087J
	50	0,4	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8255059
	100	0,8	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8255067
	150	1,2	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8722935
	200	1,6	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8723060
	250	2,0	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8272565
	300	2,4	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8250146

Perfusor® verlenglijn met UV-bescherming	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
	150	1.2	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8723017
	200	1.6	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8723018