



PRESCRIPTION

PATIENT AC-
CESS

PREPARATION

APPLICATION

DISCHARGE
MANAGEMENT

MOVING FORWARD FOR THE BEST RESULT

CONNECTING IV-LINES & ACCESSORIES

Inhoud

3-WEGKRANEN EN KRANENBLOKKEN

Discofix® C	5
-------------	---

VERLENG- EN SPIRAALLIJNEN

Standaard verlenglijn	7
Perfusor® verlenglijn	8
Spiraallijn	9

ACCESSOIRES

Filters	11
Afsluitdoppen, back-check valves en adapters	12
Caresite®	13
Safeflow	14

SPUITEN

Omnifix® Luer solo	15
Omnifix® Luer-lock	16
Perfusor® spuit	17
Enterale spuiten	18

ASSORTIMENT

Kranenblokken

Veilige 3-wegkranen




Discofix® C

De veilige 3-wegkraan




Gemaakt van hoogwaardig materiaal

- Voorkomt lekkage (ook tijdens langdurige toediening), contaminatie en luchttembolieën.
- Bestand tegen de gevaarlijke effecten van farmaceutische middelen.



Poort met een glad oppervlak

- Voorkomt microbiologisch contaminatie.




Klikt bij iedere draaibeweging van 45°

- Een voelbare klik bevestigt de juiste positie van de kraan (45°).
- Injecteren en aspireren kan eenvoudig door de adapter te draaien.



Discofix® CSF - het gesloten systeem

**CLOSED
SYSTEM**



Zelfsluitende poort

- Voorkomt blootstelling aan schadelijke medicatie.
- Voorkomt chemische contaminatie.
- Geen afsluitdop nodig.

IV-lijnen

Verleng- & spiraallijnen



Standaard verlenglijnen

Type Heidelberg

Verlengt IV-sets gemakkelijk
zonder lengtebeperking.

Geen beperkte flow voor alle
standaardtoepassingen.


De lijn heeft een binnen
diameter van 3 mm.

Niet te gebruiken als verlenglijn
voor spuitpomp.

Beschikbaar in verschillende lengtes:
van 30 tot 190 cm.

Perfusor® verlenglijnen

Voor Perfusor® Space pompen



Perfusor® lijn PCA

- Met BCV (Back Check Valve) voorkomt het teruglopen van medicatie.
- Met open/dicht klem.



Perfusor® lijn met Safsite®

- Automatische bescherming tegen free-flow.
- Klinisch bewezen bio-compatibiliteit.



Perfusor® Line Space^{plus}

- Kleurcodering voor snelle identificatie
- Laag priming volume
- In 3 verschillende kleuren



Perfusor® lijn met Sterifix

- Partikelfilter 0.2 µm
- Minimaal restvolume



Perfusor® lijn PE

- Minimaal restvolume
- verschillende lengtes van 50 tot 300 cm.
- Lekvrij

Spiraallijnen

Meer flexibiliteit voor de patiënt

VOORDELEN ZIEKENHUIS



Besparing van tijd



Verlaging van algemene proceskosten



Minder fouten bij gebruik



Minder afval door vermindering van verpakking



Verkleint het risico op contaminatie



Meer veiligheid door standaardisatie

VOORDELEN GEBRUIKER



Vermindert het risico op contaminatie




Geoptimaliseerde processen verlichten werklust



Gebruiksklare custom made sets



Veiligheid door standaardisatie



Accessoires

Filters, afsluitdoppen & spuiten




Filters

Voorkomen is de beste bescherming

- Risico's van partikelcontaminatie:
- Aantasting van de microcirculatie;
 - Blokkades van bloedvaten en schade aan verschillende organen;
 - Bloedvatontsteking;
 - Naast de risico's voor de patient leidt dit tot extra kosten en een langere verblijfsduur.



- VOORDELEN GEBRUIKER
- Retentie van partikels en micro-organismen
 - Bescherming tegen luchtembolie
 - Detectie van incompatibiliteit
 - Minder complicaties
 - Kortere verblijfsduur op de IC
 - kostenbesparing



Afsluitdoppen, back-check valves en adapters

Betrouwbare connectoren voor alle therapieën

Afsluitdoppen



Combi-stopper

- Snel en eenvoudig afsluiten van naaldvrije injectiepoorten en voorgevulde spuit.
- Luer-lock en Luer-slip verbindingen mogelijk.



In stopper

- Een toegangspoort voor naalden via een latexvrij membraan.
- Gesloten naald injectiepoort.
- Eenvoudig in gebruik.

Swabcap®



Swabcap®

- gepatenteerde gesloten dop
- continue desinfectie hub en schroefdraad
- desinfectie na 30 seconden (70% IPA)
- langdurig effect tot 7 dagen
- altijd effectief
- steriele verpakking voor veilig werken
- medische spons, geen partikelcontaminatie



Back Check Valve



Back Check Valve

- voorkomt backflow
- meer veiligheid tijdens parallele
- druk en zwaartekracht infusie
- geen bloedreflux

Adapters



Combifix® adapter
voor mannelijk / mannelijk connectie.



Combifix® adapter
voor vrouwelijk / vrouwelijk connectie.



Combifix® adapter
voor vrouwelijk / record connectie.



Connector
met draaivergrendeling voor Luer-lock connectie.

Caresite®

De veilige naaldvrije connector



Visuele controle



Goede grip



Eenvoudig te reinigen



Eenvoudig te koppelen



VOORDELEN GEBRUIKER

- Beschermt tegen microbiologische contaminatie
- Eenvoudig in gebruik
- Bestand tegen hoge druk
- Medicatie compatibel
- Positieve verplaatsing voorkomt occlusie van de katheter


Safeflow

De veilige naaldvrije connector



Safeflow

Eenvoudige en veilige naaldvrije toegang voor injectie, aspiratie of parallelle infusies als een gesloten systeem.




PVC/DEHP-vrij Neutrapur® lijn

- Bijzonder patiëntvriendelijk
- Geen weekmakers
- Ecologisch verantwoord



Roterende Luer-Lock connector

Maakt een veiligere en gemakkelijkere verbinding mogelijk zonder de lijn te draaien.



VOORDELEN GEBRUIKER


- Desinfecteerbaar
- Compatibel met Luer-slip en Luer-lock
- Meervoudige toegang voor directe aspiratie of injectie
- Geschikt voor alle IV-sets

Omnifix® Luer-solo spuiten

3-delige spuit met Luer connectie

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Transparante cilinder
- Schaalverdeling goed zichtbaar op cilinder
- Geïntegreerde stamper backstop
- Schaalverdeling gaat verder dan het nominale volume van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 ml
- Luer connectie
- Cilinder en stamper gemaakt van Polypropyleen
- Stamper heeft een dubbele afsluitring gemaakt van Polyisopreen
- PVC, Latex en DEHP-vrij
- Steriele individuele verpakking
- Binnenverpakking van 100 stuks



VOORDELEN GEBRUIKER

- Transparante cilinder met duidelijke schaalverdeling voor gemakkelijk aflezen en een exacte dosering.
- Rubberen stamper met dubbele afdichtring zorgt voor langzame aspiratie en injectie.
- Veilige terugloop van de stamper om onbedoeld uittrekken van de stamper te voorkomen.

Omnifix® Luer-lock spuiten

3-delige spuit met Luer-lock connectie

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Transparante cilinder
- Schaalverdeling goed zichtbaar op cilinder
- Geïntegreerde stamper backstop
- Schaalverdeling gaat verder dan het nominale volume van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 ml
- Luer-lock connectie
- Cilinder en stamper gemaakt van Polypropyleen
- Stamper heeft een dubbele afsluitring gemaakt van Polyisopreen
- PVC, Latex en DEHP-vrij
- Steriele individuele verpakking
- Binnenverpakking van 100 stuks



VOORDELEN GEBRUIKER

- Transparante cilinder met duidelijk zichtbare schaalverdeling voor gemakkelijk aflezen en een exacte dosering.
- Rubberen stamper met dubbele afdichtring zorgt voor langzame aspiratie en injectie.
- Veilige terugloop van de stamper om onbedoeld uittrekken van de stamper te voorkomen.

Perfusor® spuit

3-delige spuit voor Perfusor® Space pompen

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Transparante cilinder
- Schaalverdeling goed zichtbaar op cilinder
- Geïntegreerde stamper backstop
- Cilinder en stamper gemaakt van Polypropyleen
- Luer-lock connectie
- Steriele individuele verpakking
- Stamper heeft een dubbele afsluitring gemaakt van Bromobutyl (20 ml) en Polyisopreen (50 ml)
- PVC, Latex en DEHP-vrij



VOORDELEN GEBRUIKER

- Voor gebruik bij lange termijn infusies door compatibele infuuspompen
- Schaalverdeling goed zichtbaar op cilinder voor eenvoudig aflezen
- Beschikbaar met een aspiratie- of filternaald
- Rubberen stamper met dubbele afdichtring zorgt voor langzame aspiratie en injectie
- Veilige blokkering van de stamper om onbedoeld uittrekken van de plunjer te voorkomen
- Beschikbaar met UV-bescherming, 50 ml (oranje) voor lichtgevoelige medicijnen

Enterale spuiten

Spuiten met een ENFit® connector voor enterale toediening

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Enterale spuite met vrouwelijke ENFit® connectie
- Paarse stamper
- Transparante cilinder
- Schaalverdeling goed zichtbaar op cilinder
- Geïntegreerde stamper backstop
- Alleen te koppelen met mannelijke ENFit® connector (niet voor IV)
- Cilinder en stamper gemaakt van Polypropyleen
- PVC, Latex en DEHP-vrij
- Steriele individuele verpakking



VOORDELEN GEBRUIKER

- Paarse stamper voor visueel onderscheid tussen conventionele en ENFit® spuiten
- Paarse kleurcodering maakt snellere identificatie van enterale producten mogelijk
- Speciale enterale connectoren om het risico op verkeerde verbindingen te minimaliseren
- 'Lock en Key' functie zorgt voor een veilige verbinding
- Transparante cilinder met duidelijke schaalverdeling voor eenvoudig aflezen en nauwkeurige dosering

Assortiment


IV-lijnen en accessoires



Discofix® C kranenblokken

De veilige 3-wegkraan



Discofix® C kranenblok met fixatieplaat	Kleur	Roterende adapter	Proximale 3-wegkraan	Verleng lijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16600C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16605C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	75	■	50	4085213
	■ ■ ■ ■ ■	■	■	180	■	50	16611C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	200	■	50	4085168
	■ ■ ■ ■ ■	■	■	150	■	50	16610C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	150	■	50	16615C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	40	16608C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	40	16609C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	150	■	40	16612C
	■ ■ ■ ■ ■	■	■	150	■	40	16613C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	100	■	40	4085230
	■ ■ ■ ■ ■	■	■	180	■	40	16614C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	200	■	40	4083777
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	40	16608C

Discofix® CSF	Kleur	Roterende adapter	Proximale 3-wegkraan	Verleng lijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	4085300SF
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	40	4085500SF
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	150	■	50	4085434SF
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	150	■	50	4085450SF

Discofix® C kranenblokken	Kleur	Roterende adapter	Proximale 3-wegkraan	Verleng lijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakings-eenheid	Arttikel-nummer
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16800C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16801C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16900C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16901C
	■ ■ ■ ■ ■	■	-	-	-	50	16901C
Combi-Holder	Productomschrijving					Verpakings eenheid	Artikel-nummer
	Combi-holder, geschikt voor kranenblokken en Medifix® manometer schaal					1	4086007

Discofix® C

De veilige 3-wegkraan

3-wegkranen	Kleur	Roterende adapter	Verlenglijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
Discofix® C 	■		-	-	100	16494C
	□		-	-	100	16495C
	■		-	-	100	16496C
	■		-	-	100	16497C
	■		10		50	16502C
	□		10		50	16504C
	■		25		50	16520C
	■		50		50	16540C
	■		75		50	16551C
	■		100		50	16560C
	■		10	-	50	16700C
	□		10	-	50	16701C
	■		25	-	50	16720C
Discofix® C, PUR	■		50	-	50	16740C
	■		75	-	50	16751C
	■		100	-	50	16760C
Discofix® CSF 	■		-	-	100	16494CSF
	□		-	-	100	16495CSF
	■		10		50	16500CSF
	□		10		50	16501CSF
	■		25		50	16520CSF
	■		50		50	16540CSF
	■		75		50	16551CSF
	■		100		50	16560CSF

3-wegkranen	Kleur	Roterende adapter	Verlenglijn (cm)	Verlenglijn DEHP-vrij	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
Discofix® 3-wegkraan 	■	■	-	-	200	4095111
	■		-	-	200	4095120
	□		-	-	200	4095146
	■	-	10		100	4098102
	■	-	25		100	4098218
	■	-	50		100	4098501
	■	-	75		100	4098234
	■	-	100		100	4098080

Standaard verlenglijnen

Type Heidelberger

Verlenglijn Type Heidelberger	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
	30	2.1	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097300
	75	5.3	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097173
	100	7.1	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097262
	140	9.9	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097408
	190	13.4	3.0	PVC (DEHP-vrij)	100	4097190

Perfusor® verlenglijnen

Voor Perfusor® Space pompen

Perfusor® verlenglijn PVC	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
	25	0,4	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	0066088K
	50	0,9	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8255172
	100	1,8	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	0009483H
	150	2.6	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8722960
	150	1,0	0,9	PVC (DEHP-vrij)	100	8255504N
	200	3.5	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8722862
	250	4.4	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8755490
	300	5.3	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8255253
	700	12,3	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8250803

Perfusor® verlenglijn PE	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
	10	0,1	1.0	PE (PVC-vrij)	100	0066086H
	25	0,2	1.0	PE (PVC-vrij)	100	0066087J
	50	0.4	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8255059
	100	0.8	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8255067
	150	1.2	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8722935
	200	1.6	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8723060
	250	2.0	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8272565
	300	2.4	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8250146

Perfusor® verlenglijn met UV-bescherming	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
	150	1.2	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8723017
	200	1.6	1.0	PE (PVC-vrij)	100	8723018

Speciale verlenglijnen

Meer flexibiliteit voor elke therapie

Original Perfusor® Line Space ^{plus}	Kleur	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakings- eenheid	Artikel- nummer
		150	1,27	1.0 x 2.0	PE	100	8723020
		200	1,67	1.0 x 2.0	PE	100	8723021
		150	1,27	1.0 x 2.0	PE	100	8723025
		200	1,67	1.0 x 2.0	PE	100	8723026
		150	1,27	1.0 x 2.0	PE	100	8723023
		200	1,67	1.0 x 2.0	PE	100	8723024

Original Perfusor® Lines met Safsite® valve	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakkingseenheid	Artikel- nummer
	150	3,3	1.5	PVC (DEHP-vrij)	100	8722820


Original Perfusor® Line met Sterifix® 0.2 µm particle filter	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakkingseenheid	Artikel- nummer
	200	3,8	1.5	PVC (DEHP-vrij)	50	8723001

Original Perfusor® Line Type Enteral Nutrition ENFit®	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakkingseenheid	Artikel- nummer
	150	app. 15 ml	2.0	PVC (DEHP-vrij)	25	87229910

Original Perfusor® Line Type Epidural NRFit®	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Binnen verpakkingseenheid	Artikel- nummer
	200	2.8	1.3	PUR (Neutrapur)	25	8722865

Spiraallijnen

Meer flexibiliteit voor de patiënt

Proset Spiraallijn single lumen	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Kleur	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	150	1,2	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4090365
	300	2,4	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4090373
	300	2,4	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4092946
	500	3,9	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4092953
	700	5,5	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4092961
	850	6,7	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4092970
	150	4,7	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4092937
	300	9,4	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4092945
	500	15,7	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4090438
	700	22	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4090381
	850	26,7	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4090390
Proset spiraallijn double lumen	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Kleur	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	300	2,4	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4091752
	500	3,9	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4099362
	700	5,5	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093607
	850	6,7	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4091728
	700	22	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093870
	800	26,7	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093885

ProSet spiraallijnen

Meer flexibiliteit voor de patiënt

Proset Spiraallijn triple lumen	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Doorsnede Ø (mm)	Materiaal	Kleur	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	150	1,2	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093115
	300	2,4	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093130
	500	3,9	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093150
	700	5,5	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093170
	850	6,7	1,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093185
	150	4,7	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093215
	300	9,4	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093230
	500	15,7	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093250
	700	22	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093270
	800	26,7	2,0	PVC (DEHP-vrij)		50	4093285

Filters

Voorkomen is de beste bescherming

Product	Grootte porie	Grootte filter (cm²)	Grootte filter ml/min	Vulvolume		Tubing diameter	Aanbevolen gebruikstijd	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
				Filter (ml)	Totaal (ml)				
Intrapur® Plus 	0.2 µm	10	> 20	2.4	3.46	PVC 2 x 4.1	96 h	50	4099800
Intrapur® Plus 	0.2 µm	10	> 20	2.4	4.54	PUR 3 x 4.1	96 h	50	4183916
Intrapur® Neonat 	0.2 µm	1.65	> 2	0.4	0.76	PUR 1 x 2.35	96 h	50	4099451
Intrapur® Lipid 	1.2 µm	10	> 100	2.4	3.46	PVC 2 x 4.1	24 h	50	4099702
Intrapur® Paed Lipid 	1.2 µm	4.5	> 90	0.7	1.19	PVC 1.2 x 2.2	24 h	50	4099850
Intrapur® Neonat Lipid 	1.2 µm	1.65	> 30	0.4	0.76	PUR 1 x 2.35	24 h	50	4099460
Sterifix® 	0.2 µm	10	> 20	2.4	3.46	PVC 2 x 4.1	24 h	50	4099303
Sterifix® 	0.2 µm	10	> 20	2.4	4.54	PUR 3 x 4.1	24 h	50	4184637
Sterifix® Paed 	0.2 µm	4.5	> 10	0.7	-	no tubing	24 h	50	4099354

Injectie en aspiratie filters	Partikel retentie	Bacterie retentie	Speciale eigenschappen	Porie grootte (µm)	Binnen verpakings-eenheid	Atikerl-nummer
Sterifix® injectiefilter 			Geschikt voor spuiten	0.2	200	4099206
Sterifix® Pury 			Geschikt voor spuiten	5	100	4551001

Caresite®

De naaldvrije connector

Caresite®	Productomschrijving	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Lijn Ø (mm)	Latex vrij	DEHP vrij	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	Caresite®	-	0.22				100	415122-01

Caresite® verlenglijn	Productomschrijving	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Lijn Ø (mm)	Latex vrij	DEHP vrij	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	Smallbore verlenglijn set met Caresite®, Spin-Lock (hoge druk - voor injecties)	20	0.5	1.3			100	470100-01
	Stenard bore verlenglijn set met Caresite®, Spin-Lock	15	0.9	2.8			100	470108-01
	Smallbore dubbele verlenglijn set met 2 Caresite®, Spin-Lock	18	0.9	1.3			100	470106-01
	Smallbore dubbele verlenglijn set met 2 Caresite®, 2 back-check valves, Spin-Lock	22	1.6	1.3			100	470182
	Smallbore 3 x verlenglijn set met 3 Caresite®, Spin-Lock	20	1.3	1.3			50	470160
	Smallbore 3x verlenglijn set met 3 Caresite®, 3 back-check valves, Spin-Lock	22	2.0	1.3			50	470161

Safeflow

De naaldvrije connector

Safeflow	Productomschrijving	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Lijn Ø (mm)	Latex vrij	DEHP vrij	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	Safeflow valve, blauw	-	0.09 ml	-			50	409100H
	Safeflow valve, rood	-	0.09 ml	-			50	409110H

Safeflow verlenglijn	Productomschrijving	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Lijn Ø (mm)	Latex vrij	DEHP/ PVC vrij	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	Smallbore Verlenglijn Set met Safeflow	10	0.22	1.0			100	4097154N
	Smallbore Y-Verlenglijn Set met 2 Safeflow	12	0.38	1.0			100	4097145N
	Smallbore Y-Verlenglijn Set met 2 Safeflow en back-check valve	12	0.66	1.0			100	4097148N

Afsluitdoppen, back-check valves en adapters

Betrouwbare connectoren voor alle therapieën

Afsluitdoppen	Productomschrijving	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	■ Combi-Stopper	100	4495101
	■ Combi-Stopper	100	4495152
	□ Combi-Stopper	100	4495209
	■ Combi-Stopper 10 x	100	4188178
	■ Combi-Stopper 10 x	100	4188179
	■ Combi-Stopper 25 x	100	4188185
	■ Combi-Stopper 25 x	100	4188186
	■ Combi-Stopper 100 x	50	4182545
	■ Combi-Stopper 100 x	50	4182553
	■ In-stopper	100	4238010
	Afsluitdop Luer-lock	100	4097076

Adapters	Productomschrijving	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	Combifix® adapter vrouwelijke/vrouwelijk	100	5206634
	Combifix® adapter mannelijk/mannelijk	100	5206642
	Combifix® adapter vrouwelijk/rekord	100	4090306

Ontluchtingssystemen	Productomschrijving	Binnen verpakings-eenheid	Artikel-nummer
	Beluchtingsnaald 1.1 x 30 mm met bacteriefilter	100	4190050

Back-check valves	Productomschrijving	Verpakings-eenheid	Artikelnummer
	Infuvalve® (terugslagklep zwaartekracht)	50	4094000N
	Terugslagklep (druk)	100	415062

PureSites	Productomschrijving	Verpakings-eenheid	Artikelnummer
	Closed male connector	100	4551100
	Dust cover cap	200	4551101

Spoel & desinfectie oplossingen	Productomschrijving	Volume	Verpakings-eenheid	Artikelnummer
	SwabCap® Valve Cap met 70% IPA	-	200	EM-SCXT3
	SwabPack® - 10 x SwabCap® Valve Cap met 70% IPA	-	250	EM-SCXT3-10
	SwabPack® - 25 x SwabCap® Valve Cap met 70% IPA	-	300	EM-SCXT3-25
	Omniflush® met SwabCap® 10 ml in 10 ml	10 ml 0.9% Sodium Chloride (NaCl)	100	EM-3513576SC
	Omniflush® met SwabCap® 5 ml in 10 ml	5 ml 0.9% Sodium Chloride (NaCl)	100	EM-3513575SC
	Omniflush® met SwabCap® 3 ml in 10 ml	3 ml 0.9% Sodium Chloride (NaCl)	100	EM-3513572SC

Spuiten

Luer-lock & Luer-slip

Omnifix® spuit Luer-slip	Productomschrijving	Volume (ml)	Schaalverdeling (ml)	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
	Omnifix® Luer-solo - Luer-slip	2	0,1	100	4616022V
		5	0,2	100	4616057V
		10	0,5	100	4616103V
		20	1,0	100	4616200V
		30	1,0	100	4616308F
		50	1,0	100	4616502F

Omnifix® spuit Luer-lock	Productomschrijving	Volume (ml)	Schaalverdeling (ml)	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
	Omnifix® Luer-solo - Luer-lock	2	0,1	100	4617029V
		5	0,2	100	4617053V
		10	0,5	100	4617100V
		20	1,0	100	4617207V
		30	1,0	100	4617304F
		50	1,0	100	4617509F
	Omnifix® Luer-solo - Luer-lock UV- bescherming tot 520 nm	50	1,0	100	4617510F

Spuiten

Perfusor® en enteraal

Perfusor® spuiten	Productomschrijving	Volume (ml)	Schaalverdeling (ml)	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
	Luer-lock	20	1	50	8728615
	Incl. 30 mm naald, Ø 2 mm	20	1	50	8728623
	Luer-lock	50	1	100	8728844F-06
	Incl. 30 mm naald, Ø 2 mm	50	1	100	8728810F-06
	Incl. 28 mm 15µm filternaald, Ø 2 mm	50	1	100	8728852F-06
	Transparant UV-bescherming 520 nm, incl. 15 mm filternaald, Ø 2 mm	50	1	100	8728861F-06
	NRFit® connector, geel	50	1	100	8728845F-01

Enterale spuiten (type ENFit®)	Volume (ml)	Cone	Schaalverdeling (ml)	Maximaal volume (ml)	Binnen verpakkingseenheid	Artikelnummer
	1	Centric	0,01	1,0	200	4616024-01
	2.5	Eccentric	0,10	2,5		4616025-01
	5	Eccentric	0,10	5,0		4616026-01
	10	Eccentric	0,10	10,0		4616027-01
	20	Eccentric	1,00	20,0	100	4616028-01
	60	Eccentric	1,00	60,0		4616029-01

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412-672411 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl