



Lampen
beschermen
op de OK

Medline biedt steriele afdekkingen voor eenmalig gebruik van handvaten om de tijdrovende en dure taak van het opnieuw verwerken van herbruikbare handvaten in de operatiekamer te voorkomen. Onze handvat hoezen zijn eenvoudig te plaatsen en dankzij de flat-layer verpakking wordt afval verminderd.

Ontworpen in verschillende stijlen om aan uw behoeften te voldoen, volgen hier enkele tips om u te helpen een keuze te maken uit onze universele, flexibele of clip-on handvat hoezen

Om te gebruiken met herbruikbare lamp handvatten

Herbruikbaar lamphandvat



Universele Handvathoes voor Lampen

Lange grips die zich gemakkelijk aanpassen aan het handvat



Voor gebruik met universele handvat adapters voor lampen

Adapter met Flens



Flexibele Handvathoes voor Lampen

Volledige bedekking van de flens om het risico op besmetting te verkleinen



Adapter met Ring



Clip-on Handvathoes voor Lampen



Interne grips die stevig op de handvat adapter klikken voor een stevige bevestiging



Artikelcode	Omschrijving	Verpakking	Set onderdeelnummer
16558A	Universele handvathoes voor lampen	200/doos	9053EU-BULK
FLHC1	Flexibele handvathoes voor lampen (1 stuk)	400/doos	9100A-EU
FLHC2	Flexibele handvathoes voor lampen (2 stuks)	200/doos	n.v.t.
AR-LHCB01	Stevige handvathoes voor lampen (1 stuk)	100/doos	n.v.t.
AR-LHCB02	Stevige handvathoes voor lampen (2 stuks)	60/doos	n.v.t.

Op zoek naar universele lamp handvatadapters? Neem contact op met uw Medline accountmanager of kijk op onze website: www.medline.eu/nl

Handvathoezen voor lampen zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

FLHC1, FLHC2 en 16558A zijn gecertificeerd door BSI.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk 

AR-LHCB01 en AR-LHCB02 zijn gecertificeerd door Presafe Denmark A/S.  ArcRoyal, Virginia Road, Kells, Co. Meath, Ierland 

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1344_NL 03/2023