




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.com/fr



OPS™ Advanced

Trousse de césarienne

Référence(s)

ES29445CE

Description

Un couvre-table 140x190 cm, 50 µm contient :

- 1 housse de table Mayo 80x142 cm, avec renfort 55x88 cm
- 4 essuie-mains 30x20 cm dépliés
- 1 poche instrument en PE adhésive 33x51 cm
- 1 champ d'accueil bébé 100x105 cm
- 1 champ de césarienne bilaminé 196/250x314 cm, avec renfort absorbant 51x38 cm, fenêtre avec film à inciser plein 37x32 cm, poche de recueil de fluides 360° avec embouts d'évacuation, 3 bandes auto-agrippantes, protections appui-bras

Matière(s)

Bilaminée absorbante et imperméable (polyéthylène + polypropylène)
Renfort absorbant spunbond polypropylène

Conditionnement

5 unités par carton

Emballage

Sachet de stérilisation à entête
1 sac en polyéthylène contient l'ensemble des unités dans un carton

Fabricant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
Classe du dispositif : I stérile
HP: Conforme aux exigences de haute performance de la norme EN 13795



Sans latex



0086



STERILE EO

© 2020 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.
Tous droits réservés.

TDS_OB_Gyn_UroPack_ES29445CE_FR03

01.INT.03.30