



BD Insyte™ & BD Insyte-W™

Perifere intraveneuze katheters in Vialon™

Infusion
Therapy
Systems

Perifere intraveneuze katheters in Vialon™ BD Insyte™ en BD Insyte-W™

Afmetingen gauge	Afmetingen mm/mm	Kleurcode	Referentie zonder vleugels	Referentie met vleugels	Verpakking
14 G 2"	2,1 x 45 mm	oranje	381267	-	4 x 50
16 G 2"	1,7 x 45 mm	grijs	381257	381357	4 x 50
18 G 1 1/4"	1,3 x 30 mm	groen	381244	381344	4 x 50
18 G 2"	1,3 x 45 mm	groen	381246 -> 381247	381346 --> 381347	4 x 50
20 G 1 1/4"	1,1 x 30 mm	roze	381234	381334	4 x 50
20 G 2"	1,1 x 45 mm	roze	381237	381337	4 x 50
22 G 1"	0,9 x 25 mm	blauw	381223	381323	4 x 50
24 G 3/4"	0,7 x 19 mm	geel	381212	381312	4 x 50

Obturator BD Insyte™ en BD Insyte-W™

Afmetingen gauge	Afmetingen mm/mm	Kleurcode	Referentie	Verpakking
14 G 2"	2,1 x 45 mm	oranje	394286	5 x 50
16 G 2"	1,7 x 45 mm	grijs	394285	5 x 50
18 G 1 1/4"	1,3 x 30 mm	groen	394283	5 x 50
18 G 2"	1,3 x 45 mm	groen	394284	5 x 50
20 G 1 1/4"	1,1 x 30 mm	roze	394281	5 x 50
20 G 2"	1,1 x 45 mm	roze	394282	5 x 50
22 G 1"	0,9 x 25 mm	blauw	394280	5 x 50
24 G 3/4"	0,7 x 19 mm	geel	394287	5 x 50

Kenmerken

- Steriel, éénmalig gebruik, latexvrij.
- De BD Insyte™ katheter is vervaardigd van radio-opaak BD Vialon™, hemocompatibel biomateriaal, en staat borg voor uitstekende penetratie, tipintegriteit en tolerantie.
- Vlot aanprikken: de grote weerstand van Vialon™ (Polyurethaan) maakt de vervaardiging van een fijnere, sterkere en betrouwbare kathetertip mogelijk, met een gemakkelijke penetratie. Er is 50% minder kracht nodig dan met de traditionele katheters in teflon.
- Tipintegriteit: de mechanische eigenschappen van Vialon™ voorkomen opstropen en vervorming van de tip bij het aanprikken.
- Tolerantie: eenmaal in het lichaam ingebracht, wordt de aanvankelijk rigide katheter soepeler. Samen met de biocompatibiliteit van Vialon™ en de tipintegriteit verklaart deze aanvullende eigenschap het lagere risico op tromboflebitis.
- Debiet: de dunne wand van de katheter maakt met een identieke buitendiameter een hoger debiet mogelijk. De knikresistentie van Vialon™ garandeert het behoud van een optimaal debiet (bv.: BD Insyte™ 18G; 106ml/mn).

Aanbevelingen

- Gebruikelijke perifere toegang, ook bij broze venen en lage veneuze druk.

Sterilisatie

- Ethyleenoxide (E.T.O.)

Markering

- CE 0318 Insyte™, Insyte-W™ katheters
- CE 0086 Insyte-W™ katheters en/of CE 0318 Insyte-W™ katheters (Ref. 381312/381357)
- CE 0120 Insyte™ obturators