



ECG-Electrodes



Halbach
Medical


Clinical S32R/5-100


Artikel nummer	EC849759
Materiaal	PE Foam
Afmeting	44 x 32 mm
Gel	Vaste gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 100/1200/14400
Bijzonderheden	n.v.t.
Toepassing	Universeel toepasbaar o.a voor Anesthesie, Intensive Care
Alternatief voor	3M RedDot 2228 Ambu WhiteSensor 4200 Cardinal Health 22450 Medi-Trace 450, Kendall 7300 Skintact F-RG, FS-RG



Clinical S32RC/5-100

Artikel nummer	EC849757
Materiaal	PE Foam
Afmeting	44 x 32 mm
Gel	Vaste gel
Connector	Radiolucente carbon drukknop
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 100/1200/14400
Bijzonderheden	Röntgendoorlaatbaar
Toepassing	Universeel toepasbaar o.a voor Anesthesie, Intensive Care Catheter Lab
Alternatief voor	3M RedDot 2244 Ambu WhiteSensor 4841P Cardinal Health 22850 Skintact F-REC





Clinical S40/5-100

Artikel nummer	EC849901
Materiaal	PE Foam
Afmeting	40 x 36 mm
Gel	Vaste gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 100/1200/14400
Bijzonderheden	n.v.t.
Toepassing	Universeel toepasbaar
Alternatief voor	3M RedDot 2237, 2560 Ambu WhiteSensor WS Medi -Trace 200 Skintact F-TC1, FS-TC1



Clinical S40C/5-100

Artikel nummer	EC849902
Materiaal	PE Foam
Afmeting	40 x 36 mm
Gel	Vaste gel
Connector	Radiolucente carbon drukknop
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 100/1200/14400
Bijzonderheden	Röntgendoorlaatbaar
Toepassing	Universeel toepasbaar
Alternatief voor	3M RedDot 2570 Ambu WhiteSensor WS/RT Medi -Trace 600

Clinical S45/5-60


Artikel nummer	EC849903
Materiaal	PE Foam
Afmeting	45 x 42 mm
Gel	Vaste gel
Connector	RVS drukknoop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 60/900/10800
Bijzonderheden	n.v.t.
Toepassing	Universeel toepasbaar
Alternatief voor	3M RedDot 2237 Cardinal Health 31013926 Medi-Trace 530



Clinical S45C/5-60

Artikel nummer	EC849904
Material	PE Foam
Afmeting	45 x 42 mm
Gel	Vaste gel
Connector	Radiolucente carbon drukknoop
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 60/900/10800
Bijzonderheden	Röntgendoorlaatbaar
Toepassing	Universeel toepasbaar
Alternatief voor	Ambu WhiteSensor 4841P Cardinal Health 31452389 SF3040.5, Medi -Trace 530 Kendall H345G





Clinical L50

Artikel nummer	EC849720
Materiaal	PE Foam
Afmeting	50 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	50/600/7200
Bijzonderheden	Zeer snelle geleiding
Toepassing	Universeel toepasbaar
Alternatief voor	3M RedDot 2256 Ambu WhiteSensor 4500M Skintact FS-50, F-55, F-TB Swaromed REF 1009, 1023, 1032



Clinical L50C

Artikel nummer	EC849723
Materiaal	PE Foam
Afmeting	50 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	Radiolucente carbon drukknop
Verpakkingseenheid	50/600/7200
Bijzonderheden	Röntgendoorlaatbaar
Toepassing	Universeel toepasbaar o.a. Diagnostiek, Stresstest
Alternatief voor	Ambu WhiteSenso 4500M/RT Skintact FS-50R Swaromed REF 1010

Clinical RE4032-5

Artikel nummer	EC849981
Materiaal	Linnen
Afmeting	40 x 32 mm
Gel	Hydrogel
Connector	Radiolucente carbon drukknop
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 5/600/7200
Bijzonderheden	Röntgendoorlaatbaar Herpositioneerbaar (binnen 96 uur)
Toepassing	o.a. Intensive Care
Alternatief voor	3M RedDOT 2660, 2670 Ambu WhiteSensor 40713 Kendall H49P, H59P, H69P



Clinical TAB

Artikel nummer	EC849745
Materiaal	Papier PET
Afmeting	21 x 34 mm
Gel	Hydrogel
Connector	Alligator klem
Verpakkingseenheid	10 Electrodes/strip 10/100/1000
Bijzonderheden	TAB - Connector
Toepassing	Rust ECG, 12-Kanaals ECG
Alternatief voor	3M RedDOT 2330 Skintact RT-34




Clinical S45B/5



Artikel nummer	EC849758
Materiaal	PE Foam
Afmeting	45 x 42 mm
Gel	Vaste gel
Connector	4 mm Connector
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 30/450/5400
Bijzonderheden	Direct gebruik op diagnosekabels met banaan stekker (4 mm)
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstest
Alternatief voor	3M 2228BA Cardinal Health 31194121 Skinact FS-RB4

Clinical L50B/5



Artikel nummer	EC849721
Materiaal	PE Foam
Afmeting	38 x 50 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	4 mm Connector
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 30/400/4800
Bijzonderheden	Direct gebruik op diagnosekabels met banaan stekker (4 mm)
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstest
Alternatief voor	Skintact FS-RB4 Swaromed REF 1019

Clinical L38ST/5

Artikel nummer	EC849906
Materiaal	PE Foam
Afmeting	50 x 38 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 50/600/7200
Bijzonderheden	n.v.t.
Toepassing	Stresstest
Alternatief voor	Skintact FS-521, FS-524 Swaromed REF 1036



Clinical L27ST/5

Artikel nummer	EC849907
Materiaal	PE Foam
Afmeting	35 x 27 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 50/600/7200
Bijzonderheden	n.v.t.
Toepassing	Stresstest
Alternatief voor	Swaromed REF 1066



Clinical S55H



Artikel nummer	EC849765
Materiaal	Linnen
Afmeting	55 mm
Gel	Vaste gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	30/600/7200
Bijzonderheden	Ademende stof
Toepassing	o.a. Diagnostiek
Alternatief voor	3M RedDot 2238, 2239, 2249, 2271 Ambu WhiteSensor CMM Kendall 7650 Skintact W-601

Clinical L55H



Artikel nummer	EC849722
Materiaal	Linnen
Afmeting	55 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	60/600/7200
Bijzonderheden	Ademende stof
Toepassing	o.a. Diagnostiek
Alternatief voor	Ambu WhiteSensor 4440M Skintact T-55, W-60 Swaromed REF 1032


Clinical L60SO

Artikel nummer	EC849767
Materiaal	PE Foam
Afmeting	60 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	30/300/3600
Bijzonderheden	Off-set Connector Hoog patiëntcomfort
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstests voor volwassenen
Alternatief voor	Ambu BlueSensor VL-00-S, VLC-00-S, L-00-S



Clinical L42SO


Artikel nummer	EC849768
Materiaal	PE Foam
Afmeting	42 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	50/500/6000
Bijzonderheden	Off-Set Connector Hoog patiëntcomfort
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstests voor volwassenen en kinderen
Alternatief voor	Ambu BlueSensor Q-00-S, M-00-S, P-00-S, SP-00-S





Clinical L50S0

Artikel nummer	EC849766
Materiaal	PE Foam
Afmeting	50 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	50/500/6000
Bijzonderheden	Off-set Connector Hoog patiëntcomfort
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstests voor volwassenen
Alternatief voor	Ambu BlueSensor R-00-S, T-00-S



Clinical L2742T0/5

Artikel nummer	EC849649
Materiaal	PE Foam
Afmeting	27 x 42 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	Alligator klem
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 100/1000/12000
Bijzonderheden	Off-Set TAB-connector
Toepassing	Rust ECG for volwassenen en kinderen
Alternatief voor	Ambu WhiteSensor 2742/C


Clinical L2742B0/5

Artikel nummer	EC849648
Materiaal	PE Foam
Afmeting	27 x 42 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	4 mm Connector
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 50/450/5400
Bijzonderheden	Off-set Banaan stekker (4 mm) Hoog patiëntcomfort
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstests voor volwassenen en kinderen
Alternatief voor	Ambu BlueSensor M-00-A, P-00-A, N-00-A SU-00-A, SP-00-A Ambu WhiteSensor 2742/A



Clinical L2742S0/5

Artikel nummer	EC849647
Materiaal	PE Foam
Afmeting	27 x 42 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 60/600/7200
Bijzonderheden	Off-set connector Hoog patiëntcomfort
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstests voor volwassenen en kinderen
Alternatief voor	Ambu BlueSensor N-00-S Ambu WhiteSensor 2742/S




Clinical L3552BO/5



Artikel nummer	EC849645
Materiaal	PE Foam
Afmeting	35 x 52 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	4mm Connector
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 50/400/4800
Bijzonderheden	Off-set Banaan stekker (4 mm) Hoog patiëntcomfort
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstests voor volwassenen
Alternatief voor	Ambu BlueSensor L-00-A, Q-00-A, R-00-A, T-00-A Ambu White Sensor 3552A

Clinical L3552SO/5



Artikel nummer	EC849644
Materiaal	PE Foam
Afmeting	35 x 52 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknoop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 60/600/7200
Bijzonderheden	Off-set connector Hoog patiëntcomfort
Toepassing	o.a. Diagnostiek, Stresstests
Alternatief voor	Ambu WhiteSensor 3552/S

Clinical S30 Dino

Artikel nummer	EC849755
Materiaal	Foam
Afmeting	30 mm
Gel	Vaste gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	30/600/7200
Bijzonderheden	Dino thema
Toepassing	Universeel toepasbaar o.a. Korte en lange termijn toepassingen voor kinderen
Alternatief voor	Cardinal Health 31118733 Kendall MT Mini 100 Skintact F-301 Swaromed REF 1037 Diddle




Clinical L40/5 Dino

Artikel nummer	849726
Materiaal	PE Foam
Afmeting	40 mm
Gel	Vloeibare gel
Connector	RVS drukknop, Ag/AgCl
Verpakkingseenheid	5 Electrodes/strip 50/600/7200
Bijzonderheden	Dino thema
Toepassing	Universeel toepasbaar o.a. Korte en lange termijn toepassingen voor kinderen
Alternatief voor	Cardinal Health 31439725 Kendall MT Mini 133 Swaromed REF 1008 Diddle




Clinical P22D



Artikel nummer	EC 849922
Materiaal	Linnen
Afmeting	22 mm, met 60cm kabel
Gel	Hydrogel
Connector	1,5 mm DIN Connector
Verpakkingseenheid	3 Electrodes/strip 3/300/3600
Bijzonderheden	Repositioneerbaar
Toepassing	o.a. Couveuses
Alternatief voor	3M RedDot 2280, Kendall Kiddy H27PG/F KittyCat 1050NPSM Skintact PD-50-SF


Clinical P22DR



Artikel nummer	EC849923
Materiaal	Linnen
Afmeting	22 mm, met 60cm kabel
Gel	Hydrogel
Connector	1,5 mm DIN Connector
Verpakkingseenheid	3 Electrodes/strip 3/300/3600
Bijzonderheden	Repositioneerbaar, röntgendoorlaatbaar
Toepassing	o.a. Couveuses
Alternatief voor	3M RedDot 2282, 2269 Kendall Kiddy H207PGT KittyCat 1051NPSM Skintact PD-50-SFC

Clinical P22B

Artikel nummer	EC849924
Materiaal	Linnen
Afmeting	22 mm, met 60cm kabel
Gel	Hydrogel
Connector	Banaan stekker (4 mm)
Verpakkingseenheid	3 Electrodes/strip 3/300/3600
Bijzonderheden	Repositioneerbaar
Toepassing	o.a. Couveuses
Alternatief voor	Kendall Kiddy H203PG Skintact PD-50-F4



Clinical P22BR

Artikel nummer	EC849925
Materiaal	Linnen
Afmeting	22 mm, met 60cm kabel
Gel	Hydrogel
Connector	Banaan stekker (4 mm)
Verpakkingseenheid	3 Electrodes/strip 3/300/3600
Bijzonderheden	Repositioneerbaar, röntgendoorlaatbaar
Toepassing	o.a. Couveuses
Alternatief voor	Kendall Kiddy H203PGT Skintact PD-50-F4C Ambu WhiteSensor 40556

