

Gypsona® BP

Klassiek gipsverband met snelle zettingstijd

- Zeer sterke leno gaas voorkomt verlies van overmatig gips
- Ultrasnelle zettingstijd: snelle en nauwkeurige immobilisatie (bv. voor een afname)
- Gips van hoge kwaliteit; aangenaam bij aanraking en uitstekende afwerking
- Individueel verpakt in waterbestendige folie
- Unieke 5-lagen spalkenverdeler



Assortiment

Afmeting	Referentie	Verpakking	CNK
5 cm x 2,7 m	71985-04	per 48	0675-405
7,5 cm x 2,7 m	71985-05	per 48	0675-447
10 cm x 2,7 m	71985-00	per 48	0675-454
12.5 cm x 2,7 m	71985-01	per 24	0675-462
15 cm x 2,7 m	71985-02	per 24	0675-470
20 cm x 2,7 m	71985-03	per 24	0675-488
Gypsona® BP distr.			
10 cm x 20 m (5C)	71988-14	per 1	
12.5 cm x 20 m (5C)	71988-17	per 1	
15 cm x 20 m (5C)	71988-15	per 1	
20 cm x 20 m (5C)	71988-16	per 1	