



Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem, Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl



Technische gegevens

Chirurgische tondeuse met disposable Ergosafe mesjes

De chirurgische tondeuse wordt gebruikt om de plek op het lichaam waar de ingreep plaatsvindt te ontharen.

DYND70800EU – Tondeuse en oplader, EU stekker

DYND70800UK – Tondeuse en oplader, VK stekker

DYND70801EU – Tondeuse

DYND70802EU – Oplader, EU stekker

DYND70802UK – Oplader, VK stekker

Referentie(s)

Omschrijving

Opzetmesjes referenties	CUB1 – Universeel Ergosafe mesje	CNB2 – Smal Ergosafe mesje	CCB3 – Grof Ergosafe mesje
Aanbevolen gebruik	Algemeen gebruik voor lichaamshaar	Urologie - obstetrie gynaecologie	Neurochirurgie, thoracale chirurgie
Gebieden	Lichaam	Perineaal en gevoelige gebieden	Hoofdhuid en ander dik stug haar
Oplaadtijd	12 uur (elektromagnetisch, NiMH batterij)		
Gebruiksduur tondeuse bij volledig opgeladen batterij	90 - 120 minuten continu gebruik		
Onderdompelbaarheid	Kan tot 30 min. ondergedompeld worden in water niet dieper dan 1 meter.		
Reinigen/desinfecteren	Zeep en water - desinfectie doekje / antimicrobiële zeep Afspoelen met heet of koud water en dan afdrogen		

Opslag

Temperatuur: -10°C tot +60°C
Luchtvochtigheid: 10% tot 100% RH
Druk: 500hPa – 1060hPa

Hoofdmaterialen

Tondeuse behuizing: Polyoxymethyleen
Tondeuse oplader: ABS
Mesjes: Polyoxymethyleen en roestvrijstaal
Producten bevatten geen ftalaten. Latexvrij.

Verpakkingseenheid

Mesjes: 1st / blister - 50st / doos
Tondeuse: 1st / doos

Fabrikant

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 - EN ISO 13485

Regelgeving

In overeenstemming met Medische Hulpmiddelen Richtlijn (EU) 2017/745 en IEC 60601-1, IPX7
Klasse: I
Gelieve eerst het etiket en de gebruiksaanwijzing te lezen alvorens het product te gebruiken.



© 2021 Medline Industries Inc. of één van haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

TDS_Clipper_Ergosafeblades_NL02

Bewaartermijn: Levensduur en ondersteuningsperiode