

UROSID® Supra

Sommige patiënten kunnen niet via de urethra worden gekatheteriseerd wegens complicaties zoals urethrale strictuur. In dergelijke gevallen is percutane blaasdrainage noodzakelijk.

De UROSID® Supra Siliconen Katheter is een oplossing voor extra-anatomische lediging van de blaas en kan zowel met alle verlengstukken als met alle urinezakken van ASID BONZ worden gebruikt. De suprapubische blaaskatheter met dubbel lumen is gemaakt van medisch silicone met een open tip en een doorlopende strook met de röntgencontraststof bariumsulfaat. De klep van het vulbuisje heeft bovendien een Luer-spuitbevestiging en is kleurcodeerd. Er zijn ook kleine katheter maten (6 - 10 CH) verkrijgbaar met een voerdraad (stylet) om de katheter makkelijker in te kunnen brengen.



REF 6450xx

Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Kleur	Eenheden (st)
645006	6	40	1,5	Bruin	10
645008	8	40	3	Blauw	10
645010	10	40	3 - 5	Zwart	10
645012	12	40	5 - 10	Wit	10
645014	14	40	5 - 10	Groen	10
645016	16	40	5 - 10	Oranje	10
645018	18	40	5 - 10	Rood	10
645020	20	40	5 - 10	Geel	10
645022	22	40	5 - 10	Paars	10
645024	24	40	5 - 10	Blauw	10
645026	26	40	5 - 10	Roze	10



Alle UROSID® Supra Katheters zijn:

- Vrij van natuurrubberlatex
- Vrij van DEHP en PHT
- Steriel (EO).