



Medline Industries Ltd
3rd Floor, Quayside Wilderspool Business
Park
Greenalls Avenue
Warrington WA4 6HL
United Kingdom

Tel.: +44 844 334 5237
Fax: +44 844 334 5238
www.medline.eu/nl



Technische Gegevens

Curad 3G Vinyl

Referentie(s)

Referenties	Maat
CUR8233	XS
CUR8234	S
CUR8235	M
CUR8236	L
CUR8237	XL

Omschrijving

Poedervrije synthetische onderzoekshandschoen

Hoofdmaterialen

Latexvrij
Poedervrij overeenkomstig EN455-3
Polyvinylchloride

Verpakkingsinhoud

100 handschoenen per doosje, 10 doosjes per doos (XL – 90 stuks per doosje)

Verpakking

Eigenschappen:

- MicroStop folie
- Flat Layer verpakking
- Kleurgecodeerde maten

Wettelijke fabrikant

Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Frankrijk
WRAP-gecertificeerde fabriek - Medline ondersteunt arbeids- en mensenrechten



In overeenstemming met Medische Hulpmiddelen Richtlijn 2017/745 en UK MDR
MD Klasse 1 niet-steriel
In overeenstemming met EN 455-1, 2, 3 en 4.
In overeenstemming met EN ISO 13485

Volgens de eisen van Richtlijn (EU)2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd. Voldoet aan de normen EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5

Regelgeving

ISO 374-1:2016/Type C



Gelieve eerst het etiket te lezen alvorens het product te gebruiken.

Kleur Wit

Oppervlak Glad

Manchet ontwerp Met rand

Chemische toevoeging (versnellers) Geen

Afwezigheid van gaten (volgens EN 455-1) 1,5 AQL

Maximale trekkracht voor veroudering test (volgens EN455-2 ≥ 3.6 N) 5,1 N

Maximale trekkracht na veroudering test (volgens EN455-2 ≥ 3.6 N, 7 dagen $70 \pm 2^\circ\text{C}$ in een oven) 4,9 N

Lengte & Breedte per EN455-2

Referentie	Lengte (volgens EN455-2)	Breedte (volgens EN455-2)
CUR8233	250 mm	77 mm
CUR8234	245 mm	86 mm
CUR8235	244 mm	95 mm
CUR8236	248 mm	104 mm
CUR8237	250 mm	113 mm

Poedergehalte (volgens EN455-3) Poedergehalte: 0,6 mg per handschoen

Dikte (gebaseerd op gemiddelde)

Vingertop 0,10 mm

Palm 0,08 mm

Manchet 0,06 mm

Virale penetratie Getest en geschikt, in overeenstemming met EN 374-5

Chemische bestendigheid De bestendigheid tegen chemicaliën is beoordeeld volgens EN 16523-1 Resultaten en aanbevelingen voor gebruik met chemicaliën kunnen op verzoek worden verkregen

Houdbaarheidsdatum 36 maanden vanaf de datum van productie

De productie- en vervaldatum staan op de verpakking vermeld (in de volgorde JJJJ-MM)

Contact met voedingsmiddelen Getest volgens Europese Verordening (EU) nr. 10/2011, "behalve vet voedsel"

Aanbevelingen voor opslag Vermijd bevriezing. Voorkom overmatige hitte. Droog bewaren. Product moet worden afgeschermd van direct zonlicht, fluorescerende verlichting, röntgenstraling, vocht en ozon.

Land van oorsprong China