

GAMMEX™ PI Hybrid

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Hybride synthetische chirurgische handschoenen met het comfort van polyisopreen en de sterkte van neopreen



- **Verbeterd comfort en duurzaamheid:** Deze chirurgische handschoenen zonder latex zijn gemaakt met de gepatenteerde synthetische mengtechnologie van Ansell. Ze combineren het latexachtige comfort van polyisopreen (PI) met de duurzaamheid van neopreen, zodat dragers het beste van twee werelden ervaren.
- **Minder risico op allergieën:** Omdat de GAMMEX™ PI Hybrid een latexvrije chirurgische handschoen is, bestaat er geen risico op latexallergie en worden een aantal allergenen* waarvan bekend is dat ze allergische contactdermatitis veroorzaken, geëlimineerd.
- **Gecertificeerde ergonomische prestaties:** Deze PI chirurgische handschoen is gecertificeerd door United States Ergonomics met een gerapporteerde vermindering van 32,3% van de handspierinspanning**.
- **Voordeel van dubbele handschoenen:** Deze semi-transparante handschoen is een uitstekende buitenhandschoen voor het dragen van twee paar handschoenen met een gekleurde onderhandschoen voor eenvoudige detectie van overtredingen.
- **Chemo-getest:** ASTM D6978 getest en kan worden gebruikt met een reeks chemo-medicijnen***

*Vrij van natuurlijke rubberlatexproteïnen en bevatten geen zink-2-mercaptobenzothiazool (ZMBT), difenylguanidine (DPG) en cetylpyridiniumchloride (CPC).

** In vergelijking met de prestaties met blote hand

***Neem contact op met de Ansell-klantendienst voor specifieke permeatietijden en aanbevelingen voor chemotherapiemedicijnen.



Aanbevolen voor

- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt
- Handschoenbreuk is eenvoudig te detecteren

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX™ Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX™-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX™ PI Hybrid

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Polyisoprene, Neopreen
Kleur	Naturel
Dikte	Standard
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Latex (type I)
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoenen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	0,4 AQL
Steriel	Ja
Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD), EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 years
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC), Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC), Natrium di-n-butylthiocarbamaat (SDBC), Xanthogeen-polysulfiden

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Productcode	340063055	340063060	340063065	340063070	340063075	340063080	340063085	340063090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel VS Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Central & South America
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
 Brazil
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvass.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +1 800.952.9916
 E-mail: info.india@ansell.com
 Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
 China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com